

报错信息	中文解释	产生原因	解决方案
Timeout: Sample not introduced in time	超时：未在指定的时间内加样	校准完成后，未在 7.5 分钟内加入样本	先准备好样本，再开始检查
iQC Failure: Calibration fluid not detected	未检测到校准液	插卡力道不对，导致校准液阀门虽被打开，但未能是校准液完全流出	插卡因快速，连续，一步到位
iQC Failure: Sample delivery	样本流动性异常	样本问题，溶血，脂血或有气泡易出现此类错误	检查样本是否异常，如需要，重新取样
iQC Failure: Insufficient sample detected	加样不足	加样不足，或者加样后在提拉血气针的时候导致样本回吸	加样充足，移去血气针时做到轻拿轻放
iQC Failure: Fluidics check	检测到液体	测试卡校准液泄露，操作人员有触碰到测试卡电极区，导致电极受潮	注意测试卡保存，不可触碰测试卡样本区
iQC Failure: Humidity check	湿度异常	测试卡受潮或测试卡中有液体（如校准液泄露）或手上有液体（如汗液）污染电极区	更换新的测试卡重新测试
iQC Failure: Early sample	加样过早	仪器校准未完成即加入样本	确保仪器校准（180s）结束再加入样本
iQC Failure: Fast sample injection	加样过快	样本加入速度太快，致使电极区持续有液体流动，无法进行检测	加样速度不可太快，应平缓、匀速加入
Missing data: Hemodilution correction factor	数据丢失：样本稀释参数丢失	测试完成后，未设置样本是否稀释的参数（Hemodilution 稀释选项选择 No）即保存被退出测试（适用于强制要求判断样本是否稀释的设备）	要求判断样本是否稀释的设备，在检测结束前必须将 Hemodilution 稀释选项选择 No，或测试结束后选择 No 并保存
Missing data: Patient ID	数据丢失：病人 ID 参数丢失	测试完成后，未输入病人 ID 信息即保存被退出测试	在检测结束前必须输入正确的病人 ID 信息，或测试结束后输入病人 ID 信息并保存
Connection Failure: Connection to Reader lost	Host（主机）与 Reader（读卡器）失去连接	Host（主机）与 Reader（读卡器）失去连接	确保 Reader（读卡器）开启并与 Host（主机）在蓝牙可传输的范围内，重新登录或者点蓝牙搜索图标重新搜索 Reader（读卡器）
User action: User cancelled test	用户取消测试	用户由于某种原因取消测试	